

Wb、Elisa用 抗Slc9A3R1 ウサギポリクローナル抗体 - O14745

商品番号: CM0013648



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗SLC9A3R1ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのNHERF1/EBP50足場タンパク質を標的としています。イオン輸送、Wntシグナル伝達、膜-細胞骨格相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC9A3R1 ウサギpAb
備考/別名	EBP50; NHERF; NHE-RF; NHERF-1; NPHLOP2; SLC9A3R1
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9368
免疫原	ヒトSLC9A3R1 (NP_004243.1) のアミノ酸189〜358に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14745
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋