

Wb、Elisa用抗Slc9A3R2ポリクローナル抗体 - Q15599

商品番号: CM0021505



前書き

SLC9A3R2 (NHERF2) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの実証済みです。この足場タンパク質は形質膜タンパク質をアクチン細胞骨格に連結し、表面発現を調節します。細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC9A3R2 ウサギ pAb
別名	SIP1; OCTS2; SIP-1; TKA-1; E3KARP; NHE3RF2; NHERF-2; SLC9A3R2
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9351
遺伝子ID	9351
免疫原	ヒトSLC9A3R2 (NP_001123484) のアミノ酸180-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15599
タンパク質分子量	37kDa
発送	氷袋