

## WbおよびElisa用 抗Slc9A6ウサギポリクローナル抗体 - Q92581

商品番号: CM0027447

### 前書き

WBおよびELISA用SLC9A6ウサギポリクローナル抗体、マウスと交差反応性あり。エンドソームpH調節および神経発達に関与するナトリウム/水素交換輸送体6を検出します。神経科学およびイオン輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名         | SLC9A6 ウサギ pAb                                              |
| 備考/別名       | MRSA; NHE6; MRXSCH; SLC9A6                                  |
| 種           | ヒト                                                          |
| GeneID (ヒト) | 10479                                                       |
| GeneID      | 10479                                                       |
| 免疫原         | ヒト SLC9A6 のアミノ酸542-701に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001036002.1) |
| 由来          | ウサギ                                                         |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                   |
| 適用          | WB, ELISA                                                   |
| 交差反応性       | マウス                                                         |
| SWISS       | Q92581                                                      |
| タンパク質分子量    | 78kDa                                                       |
| 発送          | 保冷バッグ                                                       |