

抗Slco1A2ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P46721

商品番号: CM0028617

前書き

ヒトSLCO1A2 (OATP1A2) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。有機アニオン輸送、薬物取り込み、胆汁酸恒常性の研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLCO1A2 ウサギpAb
備考/別名	OATP; OATP-A; OATP1A2; SLC21A3; SLC01A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6579
遺伝子ID	6579
免疫原	ヒトSLCO1A2の400-500アミノ酸配列に対応する合成ペプチド (NP_066580.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P46721
タンパク質重量	74kDa
出荷	アイスパック