


Wb、Elisa用抗Slco1B1ポリクローナル抗体 - Q9Y6L6

商品番号: CM0024583



前書き

SLCO1B1ウサギpAbは、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトSLCO1B1（OATP-C）を検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。本76

kDaトランスポーター抗体を用いて、肝臓の有機アニオン輸送およびスタチン薬理学の研究を進めてください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	SLCO1B1 ウサギpAb
備考/別名	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10599
GeneID	10599
免疫原	ヒトSLCO1B1 (NP_006437.3) のアミノ酸597～691番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6L6
タンパク質分子量	76kDa
配送方法	氷袋