

Wb、Elisa用 Anti-Slco6A1 ポリクローナル抗体 - Q86Ug4

商品番号: CM0015746

前書き

ヒトSLCO6A1（OATP6A1、CT48）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。癌精巢抗原および有機アニオントランスポーター研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLCO6A1 ウサギ pAb
備考/別名	GST; CT48; OATPY; OATP-I; OATP6A1; SLCO6A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	133482
免疫原	ヒトSLCO6A1 (NP_775759.3) のアミノ酸480-580に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86UG4
タンパク質分子量	79kDa
発送	保冷バッグ