

## Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Slfn11ウサギモノクローナル抗体 - Q7Z7L1

商品番号: CM0006498



### 前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みの高品質SLFN11ウサギモノクローナル抗体。DNA損傷、抗ウイルス、複製ストレス研究を対象とし、ヒトSLFN11（103 kDa）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名       | SLFN11ウサギmAb                                          |
| 備考／別名     | SLFN8/9                                               |
| 種         | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID（ヒト） | 91607                                                 |
| 遺伝子ID     | 91607                                                 |
| 免疫原       | ヒトSLFN11（NP_689483.3）のアミノ酸132～328に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来        | ウサギ                                                   |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                             |
| 用途        | WB、IF/ICC、IP、ELISA                                    |
| 交差反応性     | ヒト                                                    |
| SWISS     | Q7Z7L1                                                |
| タンパク質分子量  | 103 kDa                                               |
| 輸送        | 保冷バッグ                                                 |