


Wb、Elisa用抗Slfn11ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z7L1

商品番号: CM0020936



前書き

ヒトサンプルにおけるWB、ELISAでバリデーション済みのSLFN11ウサギポリクローナル抗体。DNA複製阻害因子および抗ウイルス制限因子であるヒトSLFN11を標的とします。DNA損傷および抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SLFN11ウサギpAb
備考／別名	SLFN8/9; SLFN11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	91607
GeneID	91607
免疫原	ヒトSLFN11 (NP_689483.3) のアミノ酸132～328に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7Z7L1
タンパク質分子量	103kDa
輸送	保冷バッグ