


Anti-Slfn12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8Iym2

商品番号: CM0019689



前書き

ヒトSLFN12に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。エストロゲン誘導性アポトーシス、rRNA分解、および細胞分化経路の研究に最適です。SWISS: Q8IYM2。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLFN12 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SLFN3; SLFN12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55106
遺伝子ID	55106
免疫原	ヒトSLFN12 (NP_001275938.1) のアミノ酸320-390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IYM2
タンパク質分子量	67kDa
配送	氷袋