


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Slirpウサギポリクローナル抗体 - Q9Gzt3

商品番号: CM0018519



前書き

ヒトSLIRPに対するウサギポリクローナル抗体。SLIRPはミトコンドリアRNA結合タンパク質および核内受容体コリプレッサーです。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。SRAを介した転写制御およびミトコンドリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLIRPウサギpAb
備考／別名	DC50; PD04872; C14orf156; SLIRP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81892
GeneID	81892
免疫原	ヒトSLIRP (NP_112487.1) のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9GZT3
タンパク質分子量	12 kDa
輸送条件	アイスパック