

Wb・Elisa用抗Slit1ウサギポリクローナル抗体 - O75093

商品番号: CM0022520

前書き

SLIT1ウサギポリクローナル抗体（O75093）はWBおよびELISAで検証済みです。神経発生に関与する分泌性ガイダンス分子であるヒトSLIT1を認識します。神経科学研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLIT1 Rabbit pAb
別名	MEGF4; SLIL1; SLIT3; SLIT-1; SLIT1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6585
遺伝子ID	6585
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLIT1 (NP_003052.2) のアミノ酸1315～1534番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロット	O75093
タンパク質分子量	168kDa
配送方法	氷袋