


Anti-Slit2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O94813

商品番号: CM0010573



前書き

ヒトSlit2（O94813）に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。軸索誘導や細胞遊走に關与する分泌性ガイダンスキューを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Slit2 ウサギmAb
別名	SLIL3, Slit-2, Slit2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9353
遺伝子ID	9353
免疫原	ヒトSlit2（O94813）のアミノ酸1400～1500番領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94813
タンパク質分子量	170 kDa
発送方法	保冷剤