

Wb、Elisa用抗Slitrk6ポリクローナル抗体 - Q9H5Y7

商品番号: CM0026480

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みのSLITRK6ウサギポリクローナル抗体。聴覚および視覚に関連する神経突起伸展制御因子であるヒト、マウス、ラットのSLITRK6を認識します。神経学および感覚研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLITRK6 ウサギ pAb
別名	DFNMYP; SLITRK6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84189
GeneID	84189
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLITRK6（NP_115605.2）のアミノ酸621〜816番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H5Y7
タンパク質分子量	95kDa
発送方法	氷袋