

Wb、Elisa用抗Slmapウサギポリクローナル抗体 - Q14Bn4

商品番号: CM0022018



前書き

ヒトSLMAPタンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Hippoシグナル伝達および細胞増殖制御の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLMAPウサギpAb
備考／別名	SLAP; SLMAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7871
免疫原	ヒトSLMAP (NP_009090.2) のアミノ酸540～790に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14BN4
タンパク質分子量	95kDa
配送	保冷バッグ