

ウェスタンブロットおよびElisa用Anti-Slp2ラビットモノクローナル抗体 - Q9Ujz1

商品番号: CM0003237

前書き

WBおよびELISAで検証された高特異性の抗SLP2ラビットモノクローナル抗体。ヒトSLP2を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。ミトコンドリア研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLP2 Rabbit mAb
備考/別名	SLP-2; HSPC108; SLP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	30968
GeneID	30968
免疫原	ヒトSLP2 (Q9UJZ1) のアミノ酸10-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJZ1
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ