


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Slpiウサギポリクローナル抗体 - P03973

商品番号: CM0024384



前書き

ウエスタンブロット、ELISAで検証済みのSLPIウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの抗ロイコプロテアーゼ（14 kDaの自然免疫プロテアーゼ阻害剤）を検出します。体外診断研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLPI ウサギ pAb
備考/別名	ALP; MPI; ALK1; BLPI; HUSI; WAP4; WFDC4; HUSI-I; SLPI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6590
GeneID	6590
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03973
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ