

Wb、Elisa用抗Sltmウサギポリクローナル抗体 - Q9Nwh9

商品番号: CM0023871

前書き

ヒトSLTM（SAFB様転写調節因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応性を示します。転写調節およびアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLTM ウサギ pAb
別名	Met; SLTM
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	79811
GeneID	79811
免疫原	ヒトSLTM (NP_079031.2) のアミノ酸900～1000番付近の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NWH9
タンパク質分子量	117kDa
輸送方法	氷袋