

WbおよびElisa用Anti-Slugポリクローナル抗体 - O43623

商品番号: CM0015127

前書き

Slug Rabbit pAbは、組換えヒトSlug (aa1-150) を免疫原として作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと反応します。EMT、神経堤細胞の発生、およびがん転移の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Slug Rabbit pAb
備考/別名	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAIL2; Slug
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6591
GeneID	6591
免疫原	ヒトSlug (NP_003059.1) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43623
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋