

WbおよびElisa用抗Slugウサギモノクローナル抗体 - O43623

商品番号: CM0010862

前書き

WBおよびELISA用のヒトSlug（SNAI2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応します。EMT、神経堤の発生、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SlugウサギmAb
別名／エイリアス	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6591
GeneID	6591
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43623
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ