

抗Slugウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O43623

商品番号: CM0018297

前書き

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みの抗Slugウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSlug/SN

AI2を検出します。EMTおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Slug Rabbit pAb
別名	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAIL2; Slug
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6591
遺伝子ID	6591
免疫原	ヒトSlug (NP_003059.1) のアミノ酸21～120番領域に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43623
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋