


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 Anti-Smac/Diablo ポリクローナル抗体 - Q9Nr28

商品番号: CM0018948



前書き

ヒト Smac/Diablo (SMAC; DFNA64)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISA用。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。アポトーシスおよびIAP相互作用研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Smac/Diablo ウサギ pAb
備考／別名	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56616
GeneID	56616
免疫原	ヒト Smac/Diablo (NP_063940.1) のアミノ酸 56-239 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR28
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ