


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Smad1モノクローナル抗体 - Q15797

商品番号: CM0003193



前書き

Smad1に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-

P、IP、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのSmad1を認識し、BMP/TGF- β シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] Smad1 ウサギmAb
備考/別名	BSP1, JV41, BSP-1, JV4-1, MADH1, MADR1, d1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4086
GeneID	4086
免疫原	ヒトSmad1 (NP_005891.1) のアミノ酸20～240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15797
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤