


Anti-Smad1モノクローナル抗体（Ko検証済み）Wb、If/Icc、Elisa用 - Q15797

商品番号: CM0007686



前書き

ヒトSmad1を標的とするノックアウト（KO）で検証されたウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光/免疫細胞化学（IF/ICC）、およびELISAに適しています。ヒトおよびマウス種のSmad1を検出します。Smad1は、胚発生および細胞分化に関与するBMPシグナル伝達経路における重要な転写制御因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Smad1 Rabbit mAb
備考/別名	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4086
GeneID	4086
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSmad1 (NP_001003688.1) のアミノ酸160-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15797
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバック