


Wb、Elisa向け抗Smad1ポリクローナル抗体 - Q15797

商品番号: CM0018307



前書き

ヒトSmad1（アミノ酸20-240番）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。BMPシグナル伝達および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Smad1 ウサギpAb
別名	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Smad1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4086
GeneID	4086
免疫原	ヒトSmad1（NP_001003688.1）のアミノ酸20-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15797
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋梱包