


ウェスタンブロット、Ihc-P、Ip、Elisa用

抗Smad1ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済み） - Q15797

商品番号: CM0006807



前書き

ヒトSmad1（Q15797）を標的とするKO検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応性があります。BMPシグナル伝達研究、発生生物学、組織恒常性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Smad1 ウサギ mAb
備考/別名	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4086
遺伝子ID	4086
免疫原	ヒトSmad1（NP_005891.1）のアミノ酸20-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15797
タンパク質分子量	52kDa
輸送	アイスバッグ