


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Smad1/Smad5/Smad9 ウサギポリクローナル抗体 - Q15797/Q99717/O15198

商品番号: CM0024699



前書き

Smad1/Smad5/Smad9に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。BMPシグナル伝達研究、胚発生、細胞分化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Smad1/Smad5/Smad9 ウサギ pAb
備考/別名	Smad1/Smad5/Smad9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4086/4090/4093
遺伝子ID	4086/4090/4093
免疫原	合成ペプチド ヒトSmad1/Smad5/Smad9(NP_005891.1)のアミノ酸19-125に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷剤入り