


Anti-Smad2 ウサギポリクローナル抗体（KO検証済）Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - Q15796

商品番号: CM0025803



前書き

ヒトSmad2に対するKO検証済ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAの各用途に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。TGF-βシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO検証済] Smad2 ウサギpAb
別名	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; d2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4087
遺伝子ID	4087
免疫原	ヒトSmad2 (NP_005892.1) のアミノ酸1〜100番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15796
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	氷袋