


Wb、Ip、Chip、Elisa用抗Smad2/Smad3ウサギモノクローナル抗体 - Q15796 / P84022

商品番号: CM0011255



前書き

ウエスタンブロット、免疫沈降、クロマチン免疫沈降、ELISAに対応したKO確認済み抗SMAD2/SMAD3ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。TGF-β/アクチビンシグナル伝達因子SMAD2/SMAD3を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO確認済み] SMAD2/SMAD3 ウサギmAb
備考/別名	CHTD8; JV18; JV18-1; LDS6; MADH2; MADR2; hMAD-2; hSMAD2; HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; hMAD-3; hSMAD3; mad3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4087/4088
GeneID	4087/4088
免疫原	ヒトSMAD2/SMAD3 (NP_005892.1) のアミノ酸198～298番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15796/P84022
タンパク質分子量	25-52 kDa
輸送方法	保冷剤