


Anti-Smad2/Smad3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q15796/P84022

商品番号: CM0019884



前書き

SMAD2/SMAD3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのSMAD2/SMAD3を検出します。TGF- β シグナル伝達研究およびがん研究において高い特異性を発揮します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMAD2/SMAD3 ウサギ pAb
備考/別名	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; SMAD2/SMAD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4087/4088
GeneID	4087/4088
免疫原	合成ペプチド ヒトSMAD2/SMAD3SMAD3 (NP_005893.1) のアミノ酸150-270領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15796/P84022
タンパク質分子量	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
配送	アイスバッグ