


Anti-Smad3 (Ko Validated) モノクローナル抗体 (Wb, Ip, Ihc-P, Elisa対応) - P84022

商品番号: CM0006476



前書き

ヒトSmad3 (P84022)

を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、免疫組織化学、ELISAにおいてノックアウト（KO）検証済みです。TGF- β 仲介性転写および軟骨形成の調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] Smad3 Rabbit mAb
備考/別名	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4088
免疫原	ヒトSmad3 (NP_005893.1) のアミノ酸119-219に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P84022
タンパク質分子量	48kDa
配送方法	アイスバッグ