


Anti-Smad3 Rabbit Monoclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

商品番号: CM0007349



前書き

ヒトSmad3を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン）、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のSmad3を検出します。TGF-βシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO Validated] Smad3 Rabbit mAb
備考/別名	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4088
GeneID	4088
免疫原	合成ペプチド ヒトSmad3 (NP_005893.1) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84022
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋