


Wb、If/Icc、Elisa用抗Smad3ウサギポリクローナル抗体 - P84022

商品番号: CM0022715



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済みの高品質なウサギポリクローナル抗Smad3抗体。TGF- β シグナル伝達および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Smad3ウサギpAb
備考／別名	LDS3, mad3, LDS1C, MADH3, JV15-2, hMAD-3, hSMAD3, HSPC193, HsT17436, Smad3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4088
GeneID	4088
免疫原	ヒトSmad3のアミノ酸150～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005893.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84022
タンパク質分子量	48kDa
配送	保冷剤