


抗Smad4ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - Q13485

商品番号: CM0025045



前書き

ヒトSmad4 (SWISS: Q13485)

に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで利用可能です。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。TGF-

betaシグナル伝達および腫瘍抑制研究のための主要試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Smad4 ウサギpAb
備考/別名	JIP; DPC4; MADH4; MYHRS; Smad4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4089
GeneID	4089
免疫原	ヒトSmad4 (NP_005350.1) のアミノ酸320～552番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13485
タンパク質分子量	60 kDa
輸送方法	保冷剤