

抗Smad5 ウサギモノクローナル抗体（Koバリデーション済み）Wb、Elisa用 - Q99717

商品番号: CM0007071



前書き

WBおよびELISAでバリデーションされた抗Smad5ウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのSmad5を認識します。発生および血管新生に参与するBMPシグナル伝達における重要な転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] Smad5 Rabbit mAb
別名	DWFC; JV5-1; MADH5; d5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4090
GeneID	4090
免疫原	ヒトSmad5 (NP_005894.3) のアミノ酸186～260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99717
タンパク質分子量	52 kDa
発送方法	氷袋