


抗Smad5ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q99717

商品番号: CM0023165



前書き

Smad5に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。BMPシグナル伝達および代謝における重要な転写調節因子である52 kDaのSMADファミリーメンバー5を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Smad5 ウサギ pAb
別名	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4090
遺伝子ID	4090
免疫原	ヒトSmad5 (NP_005894.3) のアミノ酸186～465領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99717
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	氷袋梱包