

Ihc-PおよびElisa用抗Smad9ポリクローナル抗体 - O15198

商品番号: CM0029579



前書き

ヒトSMAD9（Smad8）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAでの性能が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のSMAD9を検出します。BMPシグナル伝達経路の研究や転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Smad9 ウサギpAb
備考/別名	PPH2; MADH6; MADH9; SMAD8; SMAD8A; SMAD8B; SMAD8/9; Smad9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4093
GeneID	4093
免疫原	ヒトSmad9（NP_005896.1）のアミノ酸1〜300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15198
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤