


抗Smad1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - Q8Iyb5

商品番号: CM0021449



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍法、ELISA向けの高品質抗SMAP1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSMAP1と交差反応します。クラスリン依存性エンドサイトーシスや赤血球生成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMAP1 Rabbit pAb
別名	SMAP-1; SMAP1
対象生物種	ヒト
遺伝子ID	60682
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IYB5
タンパク質分子量	50kDa
輸送方法	氷袋