

抗Smarca1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa用) - P28370

商品番号: CM0013179

前書き

ヒトSMARCA1（SWI/SNF関連クロマチンリモデラー）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSMARCA1を検出可能。エピジェネティクスおよび転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCA1 ウサギpAb
備考/別名	SWI; ISWI; SWI2; SNF2L; SNF2L1; SNF2LB; SNF2LT; hSNF2L; NURF140; SMARCA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6594
GeneID	6594
免疫原	ヒトSMARCA1のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003060.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28370
タンパク質重量	123kDa
配送	アイスバッグ