


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Chip、Elisa用抗Smarca2 / Brmモノクローナル抗体 - P51531

商品番号: CM0007054



前書き

ヒトSMARCA2/BRMに対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ChIP、ELISAでの検証が完了しています。クロマチンリモデリングに参与するATPaseを標的としており、転写および神経発生研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCA2 / BRM ウサギmAb
備考/別名	BIS; BRM; SNF2; SWI2; hBRM; NCBRS; Sth1p; BAF190; SNF2L2; SNF2LA; hSNF2a; SMARCA2 / BRM
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6595
GeneID	6595
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51531
タンパク質分子量	181kDa
発送方法	保冷剤