

抗Smarca5/Snf2H ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O60264

商品番号: CM0010255



前書き

ヒトSMARCA5/SNF2H(O60264)を対象とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。クロマチンリモデリングおよびエピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCA5/SNF2H ウサギモノクローナル抗体
別名	ISWI, SNF2H, hISWI, hSNF2H, WCRF135, SMARCA5/SNF2H
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8467
遺伝子ID	8467
免疫原	合成ペプチド ヒトSMARCA5/SNF2H (O60264) のアミノ酸953~1052番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60264
タンパク質分子量	122kDa
輸送方法	氷袋梱包