

抗Smarca5/Snf2H ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O60264

商品番号: CM0020326



前書き

ATP依存性クロマチンリモデリング因子であるヒトSMARCA5/SNF2Hを標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。ヌクレオソームリモデリング、DNA複製、転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCA5/SNF2H ウサギpAb
別名	ISWI; SNF2H; hISWI; hSNF2H; WCRF135; SMARCA5/SNF2H
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8467
遺伝子ID	8467
免疫原	ヒトSMARCA5/SNF2H (NP_003592.3) のアミノ酸100～400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60264
タンパク質分子量	122kDa
輸送方法	氷袋