


Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Smarcad1 モノクローナル抗体 - Q9H4L7

商品番号: CM0005410



前書き

ヒトSMARCD1を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中のSMARCD1を検出します。クロマチンリモデリングおよびDNA修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCD1 ウサギ mAb
備考/別名	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56916
GeneID	56916
免疫原	ヒトSMARCD1 (NP_064544.2) のアミノ酸928-1026に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4L7
タンパク質分子量	68 kDa / 117 kDa
発送	保冷バッグ