


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Smarcad1 ポリクローナル抗体 - Q9H4L7

商品番号: CM0028774



前書き

SMARCAD1 ウサギ

pAbは、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットを標的とします。クロマチンリモデリングおよびDNA修復研究に最適です。117 kDaのタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCAD1 ウサギ pAb
備考/別名	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS; SMARCAD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56916
遺伝子ID	56916
免疫原	ヒトSMARCAD1のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001121901.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4L7
タンパク質分子量	117kDa
配送	保冷バッグ