


Wb、If/Icc、Elisa用抗Smarcb1/Snf5モノクローナル抗体 - Q12824

商品番号: CM0006100



前書き

ヒトSMARCB1/SNF5（BAF47、INI1）に対するKO検証済みウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。クロマチンリモデリングおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SMARCB1/SNF5 ウサギmAb
備考／別名	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6598
遺伝子ID	6598
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12824
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤