


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Smarcb1/Snf5 モノクローナル抗体 - Q12824

商品番号: CM0011046



前書き

SMARCB1/SNF5を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。BAFコア複合体構成要素であり、クロマチンリモデリング研究に適した腫瘍抑制因子。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] SMARCB1/SNF5 ウサギ mAb
備考/別名	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6598
遺伝子ID	6598
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12824
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ