


Wb、Elisa用抗Smarcb1/Snf5ポリクローナル抗体 - Q12824

商品番号: CM0022078



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSMARCB1/SNF5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞周期制御と腫瘍抑制に役割を持つBAFクロマチンリモデリング複合体のコア成分です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCB1/SNF5 ウサギ pAb
別名	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; SMARCB1/SNF5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6598
遺伝子ID	6598
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12824
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤