


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Smarchb1/Snf5ウサギポリクローナル抗体 - Q12824

商品番号: CM0030148



前書き

ウサギポリクローナルSMARCB1/SNF5抗体（Q12824）は、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞周期制御と腫瘍抑制に関与するSWI/SNFクロマチンリモデリング複合体のコア成分である44kDaのBAF47タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCB1/SNF5 ウサギpAb
別名	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144
種	ヒト
遺伝子ID	6598 (ヒト)
免疫原	ヒト SMARCB1/SNF5 (NP_003064.2) のアミノ酸50～150領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12824
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤