

## Wb、If/Icc、Elisa、Chip用 抗Smarcc1/Baf155 モノクローナル抗体 - Q92922

商品番号: CM0011419



### 前書き

#### KOバリデーション済み

組換えウサギモノクローナル抗体。SMARCC1/BAF155を標的とし、WB、IF/ICC、ELISA、ChIPに適しています。ヒトおよびマウスのSMARCC1 (~123 kDa)を検出します。クロマチンリモデリングや神経発生に必須です。

#### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                          |
|-------------|--------------------------------------------|
| 製品名         | [KOバリデーション済み] SMARCC1/BAF155 ウサギmAb        |
| 別名          | HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55 |
| 種           | ヒト                                         |
| GeneID (ヒト) | 6599                                       |
| GeneID      | 6599                                       |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                                   |
| 起源          | ウサギ                                        |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                  |
| 用途          | WB, IF/ICC, ELISA, ChIP                    |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                     |
| SWISS       | Q92922                                     |
| タンパク質分子量    | 123kDa                                     |
| 発送方法        | 氷袋                                         |