


Wb、Elisa用抗Smarcc2ポリクローナル抗体 - Q8Taq2

商品番号: CM0022498



前書き

SWI/SNFクロマチンリモデリングサブユニットであるSMARCC2（BAF170）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのSMARCC2を検出します。転写制御、神経新生、骨髄系分化の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCC2ウサギpAb
別名	CSS8、Rsc8、BAF170、CRACC2、SMARCC2
種	ヒト
GeneID	6601
免疫原	ヒトSMARCC2（NP_620706.1）のアミノ酸150～250内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TAQ2
タンパク質分子量	133 kDa
輸送	保冷剤