


Wb・Elisa用 抗Smarcd1 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Gm5

商品番号: CM0024887



前書き

SWI/SNFクロマチンリモデリングサブユニットであるSMARCD1（BAF60A）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISAでの使用が確認済み。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCD1 Rabbit pAb
別名	CSS11; Rsc6p; BAF60A; CRACD1; SMARCD1
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	6602
GeneID	6602
免疫原	ヒトSMARCD1（NP_003067.3）のアミノ酸216～515番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96GM5
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤